



Nueva generación de monitor especializado para pacientes transportados en ambulancia

COMEN C30 es un monitor especializado de nueva generación para ambulancias y transporte. Está diseñado de acuerdo con los requisitos de monitoreo de sitios de rescate y transporte de ambulancia para la viabilidad, conveniencia y confiabilidad del tratamiento de emergencia, primeros auxilios y transporte. Adopta plásticos de alta resistencia para PC/ABS, sistema operativo Linux de alta confiabilidad y LCD de alto brillo y resistente a raspaduras. Está equipado con una bolsa de monitor de primeros auxilios especializada con un paquete de gestión de ajuste y un paquete de recolección de dispositivos de primeros auxilios para el transporte multi-proposito. La máquina completa es portátil, sólida, confiable, estable, impermeable, ignífuga y resistente a caídas. También se puede visualizar claramente bajo la luz intensa del sol en el campo. Y se puede usar en varios tipos de entornos severos para satisfacer la demanda de usuarios médicos, como tropas militares y hospitales, durante el tratamiento de emergencia, primeros auxilios y transporte en el campo.



Kit de monitoreo de primeros auxilios

El C30 se puede conectar al C90 y C70 como un módulo conectable para lograr un monitoreo completo desde el ingreso al hospital hasta su salida.



C90 Monitor de paciente modular

El monitor de paciente C90 está integrado con la tecnología de monitoreo de parámetros vitales líder en el mundo y la tecnología de aplicación de TI para crear una plataforma de monitoreo de signos vitales de alta gama y proporcionar una solución integral de monitoreo.



C70 Monitor de paciente modular

El C70 hereda el carácter sobresaliente de nuestro monitor C90 modular y se adopta con una estructura mecánica modular altamente integrada, combina eficientemente la estructura, la función y la gestión del mantenimiento. El módulo único y el módulo múltiple del C70 se pueden combinar a voluntad para cumplir con la actualización en los requerimientos clínicos. El C70 abre un nuevo capítulo en el campo de monitor modular.

COMEN



C30 Monitor de emergencia y transporte

Nueva generación de monitor de paciente especializado en transporte de ambulancia



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

P/N: ES-C30-6P-20200622-V1.0

Dirección: No.2 of FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Gongming Sub-district, Guangming District, Shenzhen, 518106, P.R.China
Tel.: +86-755-2640 8879 400-700-9488 Fax: +86-755-2643 1232 Sitio web: en.comen.com Correo electrónico: info@szcomen.com

Aplicaciones



1 Primeros auxilios; en el sitio/rescate en ambulancia



2 Funciona con el C70/C90 para el monitoreo continuo



3 Traslado de pacientes



4 Monitoreo de cabecera

Turno de guardia

El C30 es portátil para que el personal médico mida convenientemente a los pacientes y almacene la información de medición.

C30

Monitor de emergencia y transporte

Características



batería de litio incorporada pantalla táctil de 4,3" alarma de 3 niveles almacenamiento y revisión de datos peso ligero de 1,5 kg sistema operativo Linux

- Batería de litio incorporada de 4400 mAh en un paquete especializado de monitoreo de primeros auxilios.
- Con baterías de litio dobles: Batería de litio incorporada de 2200 mAh en el C30 y batería de litio de 4400 mAh incorporada en el paquete de monitoreo de primeros auxilios, más de 8 horas de funcionamiento, soporte de alimentación del vehículo.
- Pantalla LCD a color de 4,3 pulgadas, 16:9, operación de pantalla táctil.
- Alarma inteligente acústica y óptica de tres niveles y cambio de luz de alarma inteligente para color rojo, amarillo y azul; el volumen de la alarma también se puede ajustar.
- Almacenamiento y revisión de tendencia durante 48 horas.
- Peso: 1,5 kg; ligero y portátil.
- Con sistema operativo Linux.



- Impermeable, a prueba de golpes y caídas
- La bolsa de primeros auxilios C30 impermeable y anti golpes especializada es portátil y conveniente para usarse en el campo con suficiente espacio para botiquines de primeros auxilios
- Opciones de transporte múltiple: en los hombros, colgar en la camilla, colgar en la ambulancia
- Para colocar los botiquines de primeros auxilios en la bolsa de almacenamiento izquierda y los accesorios del instrumento en la derecha



- Intercambio automático de datos con C70/C90
- El C30 es un módulo de múltiples parámetros del monitor de paciente modular C70/C90



- Interfaces de operación múltiple
- El C30 hereda el estilo de operación conciso del monitor COMEN con 9 teclas de acceso directo comunes, adecuadas para el tratamiento de emergencia y primeros auxilios



- Soporte de revisión de tendencia
- Soporte de revisión de forma de onda de ECG